



Zaštitna maska - upute

Postavljanje:

1. Higijena ruku
2. Postavljanjem obuhvatiti usta i nos
3. Elastične trake postaviti iza uške
4. Korekcija gornjeg ruba*
5. Proširiti donji rub preko brade



Skidanje:

1. Higijena ruku
2. Ukloniti koristeći elastične trake
3. Ne dirati unutrašnjost
4. Odlaganje: pranje ili otpad
5. Higijena ruku



* kirurška zaštitna maska (metalna traka)